


## BOITE ALUMINIUM, COLOREE

Ref. AC1773\_R




CE



17/09/2024 19:18:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## BOITE ALUMINIUM, COLOREE



Ref. AC1773\_R

Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie

## Description

- Sterilisation a chaud ou a l'autoclave (134°-18 minutes)
- Ne pas laver dans un nettoyeur a ultrasons ni dans une machine a laver
- Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de decontamination

Formats disponibles :

- 17 x 7 x 3 cm
- 18 x 9 x 3 cm
- 21 x 10 x 3 cm

Coloris disponibles :

- Azur
- Bleu
- Dore
- Rouge
- Vert

## Caracteristiques

Code barre	3661040067377	Code douanier	90184990
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	7	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	17	Unite emballee / Poids (kg)	0.118
Unite nue / Poids (kg)	0.118		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Couleurs	Rouge	Dimensions Boites	17 x 7 x 3 cm
Unite emballee / Quantite	1		

17/09/2024 19:18:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)