

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW ASKIR 36 LI-ION, BOCAL POLYCARBONATE 2000 ML, 36 L / MN, PROXIMITY



Ref. BCASPI175



30/08/2024 14:53:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW ASKIR 36 LI-ION, BOCAL POLYCARBONATE 2000 ML, 36 L / MN, PROXIMITY



Ref. BCASPI175

Destine a une utilisation professionnelle et muni d'un puissant systeme d'aspiration pouvant drainer jusqu'a 36 l/min max, New Askir 36 LI-ION est léger et facile a transporter.

Description

Principales applications: Voiture-ambulance, Departement Urgences, Soins domicile, transfert du patient, Chambre, Tracheotomie, Med. veterinaire.

- Fonction Proximity : activation sans contact tactile
- Trois options differentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l'unité 12V font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.
- Dote d'un systeme d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le systeme principal est également équipé d'un manometre (bar & kPa) et d'un regulateur de vide.
- Pied a roulettes et housse de transport en option
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides en polycarbonate Makrolon 2858 autoclave, muni d'une valve anti-reflux avec differentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm / Filtre antibacterien & Hydrophobe (patient unique) / Canule CH20
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko, Adaptateur Automobile 12V, adaptateur universel AC/DC
- Moteur : Pompe a piston sans huile ne necessitant aucun entretien
- Alimentation : 14V avec adaptateur Universel AC/DC / batterie Interne rechargeable (14.8V 5.2A) Autonomie 70min – Temps de charge 240min / Adaptateur Automobile (12V 4A)
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
- Debit libre d'air max : 36 l/min (sans bocal)
- Niveau Sonore : 60 dBA
- Poids : 3 kg
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

 30/08/2024 14:53:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI
NEW ASKIR 36 LI-ION, BOCAL
POLYCARBONATE 2000 ML, 36 L / MN,
PROXIMITY**



Ref. **BCASPI175**

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	8054619101391	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	26	Unite emballee / Hauteur (cm)	30
Unite emballee / Longueur (cm)	39	Unite emballee / Poids (kg)	5
Unite nue / Poids (kg)	3		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	1	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1		
---------------------------	---	--	--

30/08/2024 14:53:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr