



## STETHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON PEDIATRIQUE



Ref. 507704



30/08/2024 18:36:40 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# STETHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON PEDIATRIQUE



Ref. 507704

**Le stethoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.**

## Description

### HAUTE QUALITE ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute resolution
- Membrane haute resolution

### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapte a l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour reduire le poids

### POLYVALENCE

Un pavillon adulte et un pavillon cloche

Le motif utilise est le meme que celui des brassards pediatriques du tensiometre MOBI.

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446029906	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	11	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	24	Unite emballee / Poids (kg)	0.215
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:36:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)