

BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)




Ref. 337849



 30/10/2024 22:38:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)



Ref. 337849

Description

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiometres manopires Spengler Clinic
Taille XS, S, M, L
Connecteur 1/4 tour femelle DSP316151

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446030865	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	17	Unite emballee / Hauteur (cm)	8
Unite emballee / Longueur (cm)	24	Unite emballee / Poids (kg)	0.25
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/10/2024 22:38:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr