

MANCHE DE LARYNGOSCOPE 2.5V PETIT LUXAMED®


Ref. E1.416.012



03/12/2024 23:16:35 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MANCHE DE LARYNGOSCOPE 2.5V PETIT LUXAMED®

Ref. E1.416.012

Les laryngoscopes LUXAMED®, la qualité pour toute application!

Description

Les laryngoscopes sont utilisés pour réaliser des intubations dans le cadre d'interventions chirurgicales., d'urgences respiratoires ou de réanimation. Ils sont aussi utilisés dans un but thérapeutique pour réaliser des laryngoscopies.

Le manche du laryngoscope LUXAMED® est la pièce maîtresse. La qualité de son éclairage et sa longévité en font une pièce remarquable.

Ils sont faciles à nettoyer car lisses et possèdent des rainures horizontales pour une meilleure préhension.

Ils sont proposés avec des lames de type Macintosh, Miller, et McCoy aux tailles différentes.

Laryngoscope F.O. manche petit 2.5V LED

- manche de taille: petit
- Diamètre: 20mm
- Longueur: 142mm
- 2.5V
- technologie LED
- Manche en acier inoxydable
- Surface plane et rainures horizontales pour une meilleure hygiène et prise en main.
- Changement de lampe simple et rapide
- Autoclavable jusqu'à 134° (sans lampe ni batteries)
- Manche conforme au norme ISO 7376 (standard eco-responsable)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381960331	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	45
Humidite mini	10	Humidite maxi	90

AUTRES CARACTERISTIQUES

📅 03/12/2024 23:16:35 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr