

MANCHE DE LARYNGOSCOPE 2.5V MEDIUM LUXAMED®

Ref. E1.417.012



03/12/2024 23:29:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MANCHE DE LARYNGOSCOPE 2.5V MEDIUM LUXAMED®

Ref. E1.417.012

Les laryngoscopes LUXAMED®, la qualite pour toute application

Description

Les laryngoscopes sont utilises pour realiser des intubations dans le cadre d'interventions chirurgicales., d'urgences respiratoires ou de reanimation. Ils sont aussi utilises dans un but therapeutique pour realise des laryngoscopies.

le manche du laryngoscope LUXAMED® est la piece maitresse. La qualite de son eclaireage et sa longevite en font une piece remarquable.

Ils sont faciles a nettoyer car lisses et possedent des rainures horizontales pour une meilleure prehension.

Il sont proposes avec des lames de type Macintosh, Miller, et McCoy aux tailles differentes.

Laryngoscope F.O. manche medium 2.5V LED

- manche de taille medium
- Diametre: 30mm
- Longueur: 142mm
- 2.5V
- technologie LED
- Manche en acier inoxydable
- Surface plane et rainures horizontales pour une meilleure hygiene et prise en main.
- Changement de lampe simple et rapide
- Autoclavable jusqu'a 134° (sans lampe ni batteries)
- Manche conforme au norme ISO 7376 (standard eco-responsable)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381960348	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
-------------------------------	----	-------------------------------	----

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr