

SAC DE TRANSPORT

Ref. BCASPI129



 13/12/2024 22:16:30 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SAC DE TRANSPORT



Ref. BCASPI129

Description

Adapte pour les modeles ci-dessous :

- New Askir 30 / 30 Proximity
- New Askir 230/12V BR
- Askir 36 BR
- New Aspiret
- New Askir 118 BASIC WM

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040165769	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	21
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	37
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	45
Unite emballee / Poids (kg)	0.65		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	1	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

13/12/2024 22:16:30 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr