

## ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW ASKIR 30 BOCAL POLYCARBONATE 1L



Ref. BCASPI12



 13/12/2024 22:11:50 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW ASKIR 30 BOCAL POLYCARBONATE 1L

CA-MI

Ref. BCASPI12

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants.

## Description

Aspirateur à mucosites Ca-mi New Askir 30, bocal polycarbonate autoclavable, 1000 ml

Aspirateur chirurgical électrique fixe, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

Principales applications: Endoscopie, Gastroentérologie, Chirurgie générale, Soins à domicile, Obstétrique, Chambre, Méd. vétérinaire.

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / Tuyaux Silicone (autoclavables) 6 x 10mm et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Moteur: Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
- Débit libre d'air max : 40 l/min
- Niveau Sonore : 60,5 dBA
- Cycle de fonctionnement ininterrompu
- Poids : 3,6 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

📅 13/12/2024 22:11:50 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI  
NEW ASKIR 30 BOCAL  
POLYCARBONATE 1L**Ref. **BCASPI12****Caracteristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	8033622540120	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	3.8
Unite nue / Poids (kg)	3.6		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	1	Humidite maxi	85
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			

13/12/2024 22:11:50 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)