

ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI ASKIR 36 BR BOCAL POLYCARBONATE 1L



Ref. BCASPI24



CE
0123


DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

 13/12/2024 22:06:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI ASKIR 36 BR BOCAL POLYCARBONATE 1L



Ref. BCASPI24

Destine a une utilisation professionnelle et muni d'un puissant systeme d'aspiration pouvant drainer jusqu'a 36 l/min max, Askir 36BR est leger et facile a transporter.

Description

Aspirateur a mucosites Ca-mi Askir 36 BR, bocal polycarbonate 1000 ml, 36 l / mn

Destine a une utilisation professionnelle et muni d'un puissant systeme d'aspiration pouvant drainer jusqu'a 36 l/min max, Askir 36BR est leger et facile a transporter.


Principales applications: Voiture-ambulance, Departement Urgences, Soins domicile, transfert du patient, Chambre, Tracheotomie, Med. veterinaire.

- Trois options differentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l' unite 12V font de cet aspirateur chirurgical une unite polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.
 - Dote d'un systeme d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le systeme principal est egalement equipe d'un manometre (bar & kPa) et d'un regulateur de vide.
 - Pied a roulettes et housse de transport en option
 - Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides en polycarbonate Makrolon 2858 autoclave, muni d'une valve anti-reflux avec differentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques o 10-11-12 mm / Filtre antibacterien & Hydrophobe (patient unique) / Canule CH20
 - Cordon d'alimentation avec prise Schuko, Adaptateur Automobile 12V, adaptateur universel AC/DC
 - Moteur : Pompe a piston sans huile ne necessitant aucun entretien
 - Alimentation : 14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC / batterie Interne rechargeable (12V 4A) Autonomie 60min – Temps de charge 240min / Adaptateur Automobile (12V 4A)
 - Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
 - Debit libre d'air max : 36 l/min (sans bocal)
 - Niveau Sonore : 63 dBA
 - Poids : 4,39 kg
 - Dimensions : 35 x 21 x 18 cm
- Pack batterie: BCASPI167

 13/12/2024 22:06:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI
ASKIR 36 BR BOCAL
POLYCARBONATE 1L**Ref. **BCASPI24****Caracteristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	8054619100424	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	5.5
Unite nue / Poids (kg)	4.39		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			

13/12/2024 22:06:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr