

ASPIRATEUR CA-MI ASKIR 118 WM, SUPPORT MURAL / VEHIC - BOCAL MAKROLON, 1 L



Ref. BCASPI306



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE

13/12/2024 21:58:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR CA-MI ASKIR 118 WM, SUPPORT MURAL / VEHIC - BOCAL MAKROLON, 1 L



Ref. BCASPI306

Dispositif medical electrique pour l'aspiration nasale et tracheale des liquides organiques chez les enfants ou les adultes par voie orale. Il a ete etudie expressement pour utilisation en voiture-ambulance ou dans environnement d'emergence.

Description

Principales applications: Voiture ambulance, Urgences, Sauvetages

- Grand ecran LCD pour une lecture facile des valeurs de vide avec touches de reglage du vide pour augmenter la precision de l'aspiration.
- Accessoires fournis: Bocal de recolte des fluides muni d'une valve anti-reflux avec differentes options / 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteur conique 10-11-12 mm
- / Filtre antibacterien & Hydrophobe (patient unique) + Canule CH20 / Fixation au mur pour voiture-ambulance (Dimensions cm 20x16x16h)
- Longue autonomie de la batterie et un niveau de bruit faible pendant le fonctionnement.
- Alimentation: Batterie interne rechargeable Li-Ion (14,8V 5,2A) - Autonomie 70 min – temps de charge 360 min / Fixation au mur pour voiture-ambulance (12V 4A)
- Fonction PROXIMITY sert a activer ou desactiver le dispositif sans contacts tactiles et evite la contamination croisee entre deux patients.
- Moteur sans balais de longue duree.
- Aucune odeur de residus de charbons
- Vide Maximum (Ajustable) : -75 kPa -563 mmHg -0.75 Bar
- Debit libre d'air max : Hg 26 l/m (sans bocal)
- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu (connecte au secteur)
- Poids: 2,7 kg / Dimensions : 35 x 19 x 15 cm
- Sacoche de transport incluse

 13/12/2024 21:58:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**ASPIRATEUR CA-MI ASKIR 118 WM,
SUPPORT MURAL / VEHIC - BOCAL
MAKROLON, 1 L**Ref. **BCASPI306****Caracteristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	8054619100646	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	35
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	19
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	15
Unite emballee / Poids (kg)	5.2	Unite nue / Poids (kg)	2.7
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 13/12/2024 21:58:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr