

ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI ASKIR C30 BR BOCAUX POLYCARBONATE 2X2L




Ref. BCASPI30



 13/12/2024 22:09:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI ASKIR C30 BR BOCAUX POLYCARBONATE 2X2L



Ref. BCASPI30

Destine a une utilisation professionnelle.

Description

Aspirateur a mucosites Ca-mi Askir C30 BR, bouchons polycarbonate autoclavables, 2 x 2000 ml

Destine a une utilisation professionnelle

Aspirateur chirurgical mobile destine a drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants.

Muni d'un puissant systeme d'aspiration pouvant drainer jusqu'a 36 l/min max., de deux bouchons de recueil et d'un systeme sur cinq roulettes, le rendant facile a transporter.

Principales applications: Departement urgences, Endoscopie, Gastroenterologie, Chirurgie generale, Obstetrique, Medecine dentaire.

- Deux options differentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC et les batterie rechargeables font de cet aspirateur chirurgical une unite polyvalente approuvee, garantissant des interventions continues sans risque de surchauffe.

- Dote d'un systeme d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le systeme principal est egalement equipe d'un manometre (bar & kPa) et d'un regulateur de vide.

- Accessoires fournis : 2 bouchons de recueil des fluides munis d'une valve anti-reflux avec differentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques o 10-11-12mm / Filtres antibacterien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Adaptateur universel AC/DC (100-240V 50/60Hz)

- Moteur : Pompe a piston sans huile ne necessitant aucun entretien

- Alimentation : 14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC, Batterie Interne Rechargeable (12V 4A) / Autonomie 60min – Temps de charge 240min

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Debit libre d'air max : 36 l/min

- Niveau Sonore : 65 dBA

- Cycle de fonctionnement: ininterrompu (connecte au secteur)

- Poids : 7,89 kg

- Dimensions : 32 x 30 x 99 cm

 13/12/2024 22:09:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI
ASKIR C30 BR BOCAUX
POLYCARBONATE 2X2L**Ref. **BCASPI30****Caracteristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040139166	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	11.6
Unite nue / Poids (kg)	7.89		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			

13/12/2024 22:09:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr