

## ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI ASKIR C30 BR FLACON/SACHET UU FLOVAC 2X2L



Ref. BCASPI32

CE  
0123



 13/12/2024 21:55:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI ASKIR C30 BR FLACON/SACHET UU FLOVAC 2X2L



Ref. BCASPI32

**Destine a une utilisation professionnelle.**

## Description

Aspirateur a mucosites Ca-mi Askir C30 BR, sachets usage unique Flovac®, 2 x 2000 ml

Aspirateur chirurgical mobile destine a drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants.

Muni de deux bocal de recueil et d'un systeme sur cinq roulettes, Askir C20 BR est facile a transporter.

Principales applications: Departement urgences, Endoscopie, Gastroenterologie, Chirurgie generale, Obstetrique, Medecine dentaire.

- Deux options differentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC et les batterie rechargeables font de cet aspirateur chirurgical une unite polyvalente approuvee, garantissant des interventions continues sans risque de surchauffe.

- Dote d'un systeme d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le systeme principal est egalement equipe d'un manometre (bar & kPa) et d'un regulateur de vide.

- 2 Sachets a Usage Unique Flovac® 2000ml

- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec differentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques o 10-11-12mm / Filtre antibacterien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko et adaptateur universel AC/DC

- Moteur : Pompe a piston sans huile ne necessitant aucun entretien

- Alimentation : 14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC, Batterie Interne Rechargeable (12V 4A) Autonomie 60min – Temps de charge 240min

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Debit libre d'air max : 36 l/min

- Niveau Sonore : 65 dBA (avec bocal) / 68,5 dBA (sans bocal)

- Cycle de fonctionnement: ininterrompu (connecte au secteur)

- Poids : 7,89 kg

- Dimensions : 32 x 30 x 99 cm

 13/12/2024 21:55:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI  
ASKIR C30 BR FLACON/SACHET UU  
FLOVAC 2X2L**Ref. **BCASPI32****Caracteristiques**

|   |               |                               |            |
|---|---------------|-------------------------------|------------|
| Marquage CE                               | CE0123        | Dispositif Medical            | Classe IIa |
| Code barre                                | 3661040139180 | Code douanier                 | 90189084   |
| Garantie (mois)                           | 24            | Pays                          | Italie     |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |            |
| Unite emballee / Largeur (cm)             | nc            | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc         |
| Unite emballee / Longueur (cm)            | nc            | Unite emballee / Poids (kg)   | 10         |
| Unite nue / Poids (kg)                    | 7.89          |                               |            |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b> |               |                               |            |
| Temperature mini                          | -20           | Temperature maxi              | 45         |
| Humidite mini                             | NA            | Humidite maxi                 | 85         |
| <b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>            |               |                               |            |

13/12/2024 21:55:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)