

## ASPIRATEUR CA-MI ASKIR C30 FS FLACON/ SACHET UU FLOVAC 2X2L CDE/PIED



Ref. BCASPI38

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE



 13/12/2024 21:59:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR CA-MI ASKIR C30 FS FLACON/ SACHET UU FLOVAC 2X2L CDE/PIED



Ref. BCASPI38

Destine a l'usage des professionnels.

## Description

Aspirateur a mucosites Ca-mi Askir C30, sachets usage unique Flovac®, 2 x 2000 ml, Commande au pied

-Commande au pied

Aspirateur chirurgical sur roulettes et mobile, destine a drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants.

Destine a une utilisation professionnelle et muni d'un puissant systeme d'aspiration pouvant drainer jusqu'a 40 l/min max, Askir C30 es t muni de deux boccas de recueil et d'un systeme sur cinq roulettes le rendant facile a transporter.

- Systeme principal equipe d'un manometre (bar & kPa) et d'un regulateur de vide
- Disponible en deux versions : Basic ou FS
- Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques o 10-11-12 mm
- Filtre antibacterien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques o 10-11-12 mm
- Filtre antibacterien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Pedale

- Caracteristiques techniques :

- Moteur : Pompe a piston sans huile ne necessitant aucun entretien

 13/03/2024 21:59:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**ASPIRATEUR CA-MI ASKIR C30 FS  
FLACON/ SACHET UU FLOVAC 2X2L  
CDE/PIED**Ref. **BCASPI38****Caracteristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040139241	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	9.15
Unite nue / Poids (kg)	6.5		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			

13/12/2024 21:59:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)