

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION FULL 2




Ref. BCASPI41

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
ANS
GUARANTEE



 13/12/2024 22:10:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION FULL 2



Ref. BCASPI41

Description

-avec commande au pied et bouches communicants

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

• Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

• Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

• Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

• Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pedale

• Accessoires pour la version Full :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pedale

- Systeme Electronique de Transfert entre les bouches de recueil

Caractéristiques techniques :

13/12/2024 22:10:55 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.
Moteur: Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France


 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

- Poids : 13 kg

- Dimensions : 400 x 85 x 400 cm



3/3

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION FULL 2



Ref. **BCASPI41**

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040139272	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	30	Unite emballee / Hauteur (cm)	92
Unite emballee / Longueur (cm)	50	Unite emballee / Poids (kg)	22
Unite nue / Poids (kg)	20		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	1	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1		
---------------------------	---	--	--

13/12/2024 22:10:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr