

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 4000 ML- VERSION FS 4,



Ref. BCASPI58

CE
0123



 13/12/2024 21:57:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 4000 ML- VERSION FS 4,



Ref. BCASPI58

Pour l'hôpital : 2 x4 Litres a 90L./min.

Description

avec commande au pied

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système a pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

• Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

• Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

• Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

• Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pedale

• Accessoires pour la version Full :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko,

13/12/2024 21:57:07 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg

- Débit max d'air : 90 l/min
- Niveau sonore : 46 dBA
- Poids : 20 kg

- Dimensions : 46 x 85 x 42 cm

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 4000 ML- VERSION FS 4,



Ref. BCASPI58

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040139449	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	20
Unite nue / Poids (kg)	20		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

 13/12/2024 21:57:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
 13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr