


## STETHOSCOPIES IDEAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE



Ref. DH7073\_B



16/12/2024 21:29:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# STETHOSCOPE IDEAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE



Ref. DH7073\_B

Le stethoscope Ideal+ et ses differentes versions colorees

## Description

- Stethoscope a pavillon double metallique adulte (O : 45/30 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en Aluminium incorporee a la tubulure
- Egalement disponible en pavillon simple pour adulte

Disponible en Bleu, Noir, Rouge ou Rose pour la version pediatrique (O : 35/30 mm)

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661041000076	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	25	Unite emballee / Poids (kg)	0.16
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Couleurs	Bleu	Unite emballee / Quantite	1

16/12/2024 21:29:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)