

STETHOSCOPES IDEAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE



Ref. DH7073_RC



16/12/2024 21:23:56 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE IDEAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE



Ref. DH7073_RC

Le stethoscope Ideal+ et ses differentes versions colorees

Description

- Stethoscope a pavillon double metallique adulte (O : 45/30 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en Aluminium incorporee a la tubulure
- Egalement disponible en pavillon simple pour adulte

Disponible en Bleu, Noir, Rouge ou Rose pour la version pediatrique (O : 35/30 mm)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661041000106	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	25	Unite emballee / Poids (kg)	0.15
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Rose	Unite emballee / Quantite	1

16/12/2024 21:23:56 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr