

## BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON



Ref. 332012

CE



19/12/2024 21:06:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**BRASSARD SPENGLER / POCHE  
LIAN CLASSIC / COTON**

Ref. 332012

**Description**

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute resistance.  
Tubulure jumelee 7,5 cm equipee de raccords rapides CPC.  
Marquages normalises.  
Lavable a 30-40°.

Existe en taille XS, XS, S, M, L

**Caracteristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028480	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.21
Unite nue / Poids (kg)	0.21		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

19/12/2024 21:06:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)