

VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S A L) SPENGLER



Ref. 518012



CE
0459


DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
5
5 ANS
5 YEARS
GUARANTEE

19/12/2024 20:59:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S A L) SPENGLER



Ref. 518012

Heritier du tensiometre invente par Henri Vaquez, Charles Laubry et Emile Spengler, le plus celebre des tensiometres est la synthese du modernisme et de la tradition.

Description

TRES GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montee en pression lineaire
- Mecanisme «horlogerie» haute precision

CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER, le parfait mix entre maintien et praticite

RESISTANT AUX CHOCS

- Boitier en metal
- Protege manometre en mousse antichoc

ELEGANCE ET TRES HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manometre en cuir pleine fleur

BRASSARD

- Brassard coton taille s, M ou L (32-42 cm), velcro ou a sangles, rouge, marine ou gris

Livre en trousse nylon.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446008611	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	60	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite emballee / Hauteur (cm)	8
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite emballee / Poids (kg)	0.7

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	20	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

📅 19/12/2024 20:59:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr