

VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S A L) SPENGLER



Ref. 518022



CE
0459



19/12/2024 20:56:56 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S A L) SPENGLER



Ref. 518022

Heritier du tensiometre invente par Henri Vaquez, Charles Laubry et Emile Spengler, le plus celebre des tensiometres est la synthese du modernisme et de la tradition.

Description

TRES GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montee en pression lineaire
- Mecanisme «horlogerie» haute precision

CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER, le parfait mix entre maintien et praticite

RESISTANT AUX CHOCS

- Boitier en metal
- Protege manometre en mousse antichoc

ELEGANCE ET TRES HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manometre en cuir pleine fleur

BRASSARD

- Brassard coton taille s, M ou L (32-42 cm), velcro ou a sangles, rouge, marine ou gris

Livre en trousse nylon.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446007034	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	60	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.707
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	20	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 19/12/2024 20:56:56 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr