

## VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S A L) SPENGLER



Ref. 518113



CE  
0459

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**Im**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
5 ANS  
**5**  
5 YEARS  
GUARANTEE

19/12/2024 21:16:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S A L) SPENGLER



Ref. 518113

Heritier du tensiometre invente par Henri Vaquez, Charles Laubry et Emile Spengler, le plus celebre des tensiometres est la synthese du modernisme et de la tradition.

## Description

### TRES GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montee en pression lineaire
- Mecanisme «horlogerie» haute precision

### CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER, le parfait mix entre maintien et praticite

### RESISTANT AUX CHOCS

- Boitier en metal
- Protege manometre en mousse antichoc

### ELEGANCE ET TRES HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manometre en cuir pleine fleur

### BRASSARD

- Brassard coton taille s, M ou L (32-42 cm), velcro ou a sangles, rouge, marine ou gris

Livre en trousse nylon.

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446008871	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	60	Pays	France

### MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.802

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	20	Humidite maxi	85

### AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

19/12/2024 21:16:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)