


## BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101



DDM 


CE



 26/12/2024 21:52:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM



Ref. **GBS101**

Ces brassards pour Garrot DDM sont autoclavables

## Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont desinfectables et autoclavables. Ils sont composes d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux la sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

### Dimensions de la poche en cm

Brassard nourrisson	19 x 4 cm
Brassard enfant	26.5 x 5 cm
Brassard petit adulte	35.5 x 6 cm
Brassard adulte	53 x 6 cm

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468203476	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	France

### MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	30	Humidite maxi	40

### AUTRES CARACTERISTIQUES

📅 26/12/2024 21:52:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)