


BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS103



26/12/2024 22:02:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. **GBS103**

Ces brassards pour Garrot DDM sont autoclavables

Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux la sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

| | |
|-----------------------|-------------|
| Brassard nourrisson | 19 x 4 cm |
| Brassard enfant | 26.5 x 5 cm |
| Brassard petit adulte | 35.5 x 6 cm |
| Brassard adulte | 53 x 6 cm |

Caracteristiques

| | | | |
|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre | 3700468203490 | Garantie (mois) | 12 |
| Pays | France | | |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg) | nc |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

| | | | |
|------------------|-----|------------------|----|
| Temperature mini | -10 | Temperature maxi | 40 |
| Humidite mini | 30 | Humidite maxi | 40 |

AUTRES CARACTERISTIQUES

📅 26/12/2024 22:02:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr