

## CUISSARD CONIQUE AUTOCLAVABLE A 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCCS104

DDM 


CE



 27/12/2024 23:02:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# CUISSARD CONIQUE AUTOCLAVABLE A 1 POCHE POUR GARROT DDM



Ref. **GCCS104**

ces cuissards sont autoclavables!

## Description

Ces cuissards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont desinfectables et autoclavables. Ils sont composes de **d'une poche amovible** en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux la sont disponibles de **forme conique**.

Il existent en plusieurs tailles

### Dimensions de la poche en cm

Cuissard adulte	69 x 9 cm
Cuissard adulte L	81 x 9 cm
Cuissard adulte XL	85,5 x 12 cm

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468203551	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	France

### MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

### AUTRES CARACTERISTIQUES

27/12/2024 23:02:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)