

DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE

Saver One®

Ref. SJSAVE09



CE
0051

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
III
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
6 ANS
6 YEARS
GUARANTEE

24/01/2025 22:40:06 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE



Ref. SJSAVE09

Defibrillateur DAE semi-automatique, simple et fiable pour operateurs exigeants avec des informations du fonctionnement visuel et sonore

Description

Saver One D semi_automatique

- Visualisation des donnees sur large ecran LCD en couleur (12 x 8 cm)
- Rapide et pratique, c'est la solution ideale pour les equipes de secouristes et personnels paramedicaux
- Possibilite de configurer le dispositif et de visualiser le signal ECG en mode surveillance
- Robuste, petit et tres leger (< 2 kg)
- Indice de protection (IP54)
- Fonctionne avec une pile au lithium, duree de vie 4 ans ou 300 chocs
- Batterie rechargeable (en option)
- Test automatique quotidien et indicateur d'etat (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte
- Barre graphe precisant la capacite de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Metronome integre pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB et port Irda pour impression sur imprimante thermique
- Memoire interne 1 Gb

Chaque defibrillateur est livre avec : 1 sacoche de transport etanche et anti choc, 1 paire d'electrode adulte pre-connecte duree de vie 28 mois), 1 kit de 1er secours(*), 1 jeu complet de signalétiques murales et 1 pile lithium

(*) Contenu du kit de Secours : compresses, 1 rasoir, 1 ecran facial bouche a bouche, 1 paire de gants steriles, 1 paire de ciseaux

A NOTER : La directive europeenne 93/42/CEE est remplacee par le reglement europeen 2017/745 depuis le 5 avril 2017. Anciennement classie en IIB , les DAE sont desormais classifies en classe III. Les certificats delivres avant le 25 mai 2017 conservent leur validite jusqu'a la fin de la periode indiquee sur ces certificats, a savoir Fevrier 2023 pour nos DAE Saver One.

 24/01/2025 22:40:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE



Ref. SJSAVE09

Caracteristiques

Marquage CE	CE0051	Dispositif Medical	Classe III
Code barre	3661040115436	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	72	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	25.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	16
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	32
Unite emballee / Poids (kg)	3	Unite nue / Poids (kg)	2.3
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

24/01/2025 22:40:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr