

## DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE PRO 200 JOULES

Saver One®

Ref. SJSAVE10



CE  
0051

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
III  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
6 ANS  
6 YEARS  
GUARANTEE

24/01/2025 22:39:33 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE PRO 200 JOULES



Ref. SJSAVE10

**Defibrillateur professionnel, polyvalent avec 2 modes : manuel ou automatise**

### Description

Saver One P : PROTOCOLE de 50 a 200 joules

Fiable pour tous scenarios, il passe tres facilement du mode semi-automatique au mode manuel si necessaire. En mode manuel, il offre aux professionnels la capacite operationnelle du ACLS (Advanced cardiac life support), leur permettant de selectionner le niveau d'energie et choisir le moment pour le choc, de faire la procedure medicale de cardioversion synchronisee, en mode de surveillance d'ECG et de configurer l'accès aux réglages du dispositif.

D'ailleurs, si necessaire, il peut agir comme un DAE fournissant la capacite de fonctionnement semi-automatique, avec aide visuelle et sonore, pour des secouristes independants formes BLS.

- Visualisation des donnees sur large ecran couleur LCD (12 x 8 cm)
- Robuste, petit et tres leger < 2 kg
- Indice de protection (IP54)
- Pile au lithium, duree de vie 5 ans ou batterie rechargeable (version power 360 joules)
- Test automatique quotidien et indicateur d'etat (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte
- Barre graphe precisant la capacite de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Metronome integre pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB et port Irda pour impression sur imprimante thermique
- Memoire interne 1 Gb

Livre avec : 1 sacoche de transport etanche et antichoc, 1 paire d'electrode adulte (garantie 26 mois), 1 kit de 1er secours(\*), 1 jeu complet de signaletiques murales et 1 pile lithium (version standard) ou batterie rechargeable (version power)


(\*) Contenu du kit de secours : compresses, 1 rasoir, 1 ecran facial bouche a bouche, 1 paire de gants steriles, 1 paire de ciseaux

A NOTER : La directive europeenne 93/42/CEE est remplacee par le reglement europeen 2017/745 depuis le 5 avril 2017. Anciennement classifie en IIB , les DAE sont desormais classifies en classe III. Les certificats delivres avant le 25 mai 2017 conservent leur validite jusqu'a la fin de la periode indiquee sur ces certificats, a savoir Fevrier 2023 pour nos DAE Saver One.

 24/01/2025 22:39:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE PRO 200 JOULES



Ref. SJSAVE10

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0051	Dispositif Medical	Classe III
Code barre	3661040128726	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	72	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	4.5
Unite nue / Poids (kg)	2		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

 24/01/2025 22:39:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)