

CLAMP À CIRCONCISION, POUR BÉBÉ, 8 MM


Ref. IC30308



26/08/2024 22:04:48 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CLAMP À CIRCONCISION, POUR BÉBÉ, 8 MM



Ref. IC30308

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040010953	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	10
Unité emballée / Poids (kg)	0.144	Unité nue / Poids (kg)	0.144
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

26/08/2024 22:04:48 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr