

CÁNULA GUEDEL U/U ESTÉRIL ISO 6.5 (MARRÓN / N°1)

Réf. 580854



CE
0120



CÁNULA GUEDEL U/U ESTÉRIL ISO 6.5 (MARRÓN / N°1)



Réf. **580854**

Cánula de un solo uso en bolsa individual estéril.
La vía aérea de Guedel se utiliza para mantener abiertas las vías respiratorias de un paciente inconsciente.

CARACTERÍSTICAS			
Dispositivo médico :	Si	Clase I	
Calificación :	CE0120	Código de barras :	3661040215891
Garantía (meses):	0	Código de Aduana :	90183900
Estéril :	No		
MEDIDAS	Unidad desnuda	Unidad empaquetada	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



15/06/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 580854

Información y características dadas a título meramente informativo y pueden estar sujetas a modificaciones.