

DEFIBRILADOR AUTOMATICO SAVER ONE

Réf. SJSAVE08

Saver One®



GARANTIE
6
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0051

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE
MEDICAL DEVICE IIb

DESFIBRILADOR AUTOMATICO SAVER ONE



Réf. **SJSAVE08**

Eficaz y fácil de usar: fiable para todos los socorristas incluso sin una formación mínima

Versión automática

Gracias a su ayuda interactiva con sus pictogramas, iconos iluminados y su claro mensaje de voz, te guiará por todas las etapas de la reanimación cardiopulmonar para un rescate seguro. Diseñado para uso público, permite, en 3 etapas, la administración de un tratamiento rápido y eficaz contra el paro cardíaco repentino con el fin de optimizar la atención de primeros auxilios antes de la llegada de los primeros servicios de emergencia.

En modo semiautomático, recomendará al operador presionar el botón de descarga sólo en caso de paro cardíaco repentino. El modo completamente automático está diseñado para administrar el choque terapéutico automáticamente sin presionar un botón u otra intervención del operador.

- Pequeño y muy ligero, funciona con una batería de litio de larga duración, vida útil de 4 años o 300 descargas.
 - Prueba automática diaria e indicador de estado (LED brillante)
 - Pantalla de visualización para un mensaje de texto (reanudación simultánea del mensaje de voz)
 - Gráfico de barras que especifica la capacidad de la batería.
 - Botón de información con modo bilingüe
 - Metrónomo integrado para una mejor asistencia con el masaje cardíaco
 - Conexión USB
 - Memoria interna de 1 Gb y opcional: Tarjeta de memoria SD
 - Cada desfibrilador se entrega con: 1 bolsa de transporte impermeable y a prueba de golpes, 1 par de electrodos para adultos preconectados, vida útil 30 meses), 1 botiquín de primeros auxilios (*), 1 juego completo de carteles de pared y 1 batería de litio
 - (*) Contenido del botiquín de primeros auxilios: compresas, 1 máquina de afeitar, 1 protector facial boca a boca, 1 par de guantes esterilizados, 1 par de tijeras
- NOTA: La directiva europea 93/42/CEE es sustituida por el reglamento europeo 2017/ 745 desde el 5 de abril de 2017. Anteriormente clasificados como IIB, los DEA ahora se clasifican como clase III. Los certificados emitidos antes del 25 de mayo de 2017 siguen siendo válidos hasta el final del período indicado en estos certificados, es decir, febrero de 2023 para nuestros DEA Saver One.

CARACTERÍSTICAS

Dispositivo médico : Si Classe IIb

Marquado : CE0051 código de barras : 3661040115009

Garantía (meses) : 72 Código de Aduana : 90189084

Estéril : Non

MEDIDAS

Unidad

Unidad empaquetada

Ancho de la unidad (cm):	25,8	Ancho del embalaje (cm):	25,5
Longitud de la unidad (cm):	31,2	Longitud del embalaje (cm):	32,0
Altura de la unidad (cm):	4,7	Altura del embalaje (cm):	16,0
Peso unitario (kg):	4,000	Peso del embalaje (kg):	3,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:13 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SJSAVE08