

DÉBITMÈTRE DE POINTE PEAK FLOW SPENGLER



Ref. L36147



CE
0197

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
ANS
GUARANTEE

25/08/2024 21:01:39 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

DÉBITMÈTRE DE POINTE PEAK FLOW SPENGLER



Ref. L36147

Description

Le débitmètre de pointe SPENGLER est un instrument permettant de mesurer la vitesse maximale du souffle en mode expiratoire. Echelle de 50 à 800 ml.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0197	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446001780	Code douanier	90261081
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.075
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	1	Température maxi	50
Humidité mini	10	Humidité maxi	95
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Code LPP	6115365	Unité emballée / Quantité	1

📅 25/08/2024 21:01:39 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr