

## ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 5000 ML- VERSION FULL 5



Ref. BCASPI506

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
2 ANS  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE



 13/12/2024 22:04:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 5000 ML- VERSION FULL 5



Ref. BCASPI506

**Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.**

## Description

-avec commande au pied et inverseur d'aspiration automatique

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

• Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

• Accessoires inclus :

- Bouches autoclavables avec soupape de trop-plein
- 8x14 Tubes Silicone Autoclavables + Connecteur Conique ø 10-11-12mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe
- Conteneur de sécurité 220 ml

• Caractéristiques techniques :

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Alimentation : 230V-50Hz

- Vide Maximum (Ajustable) : -0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg

- Débit libre d'air max: 60 l/min

- Niveau Sonore : 52 dBA

- Poids : 13 kg

- Dimensions : 46 x 85 x 42 cm

 13/12/2024 22:04:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 5000 ML- VERSION FULL 5



Ref. [BCASPI506](#)

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661041009932	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	13
Unite nue / Poids (kg)	13		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

13/12/2024 22:04:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)