

## VALVE DE KIRSCHNER À 90° - 16 CM - 105 X 38 MM



Ref. IV06686



29/08/2024 14:06:07 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**VALVE DE KIRSCHNER À 90° - 16 CM -  
105 X 38 MM**

Ref. IV06686

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040134215	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.151
Unité nue / Poids (kg)	0.151		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 14:06:07 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)