

DYNAMOMETRE A POIGNEE ELECTRONIQUE MAP KERN (10, 20, 40, 80 KG)

KERN®

Ref. EKMAP02

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



📅 12/02/2025 22:20:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

DYNAMOMETRE A POIGNEE ELECTRONIQUE MAP KERN (10, 20, 40, 80 KG)

KERN[®]

Ref. **EKMAP02**

Description

- Dans le cadre de la reeducation post-accident, cet appareil permet au personnel soignant de controler et d'entretenir de facon encadree la forme physique du patient
- Mode temps reel : affiche directement la force reelle
- Mode pic/max. : affiche la force maximale d'une poignee de main
- Mode moyenne : calcule la force moyenne de deux poignees de main
- Mode comptage : compte le nombre de mouvements de serrage qui dépassent une valeur limite predefinie
- Fonction AUTO-OFF integree apres une minute pour economiser les piles
- Des ressorts interchangeableables permettent de modifier rapidement la resistance (jeux de ressorts supplementaires pour 20 kg et 40 kg fournis)
- Les differents niveaux de resistance des ressorts permettent d'utiliser ce dynamometre a poignee de maniere ciblee aupres de differents groupes de patients : enfants, personnes agees, sportifs en reeducation, etc...
- Manipulation sure et aisee grace a des poignees en caoutchouc antiderapantes
- Conversion d'unites possible entre kg et lb
- Livre dans une valise robuste pour un transport simple et sur et pour le rangement des jeux de ressorts (dim. Valise (L x P x H) : 350 x 265 x 85mm)
- Ecran LCD, hauteur de chiffres 12 cm
- 1 Pile CR 2450 incluse (duree de service env. 53 h)
- Poids net 0,3 kg

 12/02/2025 22:20:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DYNAMOMETRE A POIGNEE ELECTRONIQUE MAP KERN (10, 20, 40, 80 KG)

KERN[®]Ref. **EKMAP02**

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	4045761095762	Code douanier	90278990
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	26.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	8.5
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	35
Unite emballee / Poids (kg)	1.7	Unite nue / Poids (kg)	0.35
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 12/02/2025 22:20:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr