

ADAPTATEUR 220V POUR KERN MCB

Ref. EKACCE01


KERN®



27/08/2024 09:02:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ADAPTATEUR 220V POUR KERN MCB



Ref. EKACCE01

Description

Adaptateur 220V pour Kern MCB, MPS, MXS-M, MBB-M, MWS, MTS.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	4045761096905	Code douanier	8504409090
Garantie (mois)	12	Pays	Allemagne
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 09:02:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr