

## AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PHIAL - NOIR



Ref. MEAMPO01



27/08/2024 08:30:13 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PHIAL - NOIR



Ref. MEAMPO01

Ampoulier isotherme, 43 ampoules

## Description

- Séparateur central matelassé
- Éléments de fixation
- Coloris : noir
- Poids : 160 g
- Mesures extérieures : 18 x 13 x 4 cm / 0,93 L
- Capacité maximum recommandée : 1 kg
- Vendu vide

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540546	Code douanier	420212
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité nue / Largeur (cm)	13
Unité emballée / Hauteur (cm)	4	Unité nue / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	18	Unité nue / Longueur (cm)	18
Unité emballée / Poids (kg)	0.276	Unité nue / Poids (kg)	0.16
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 08:30:13 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)