

## DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE SAVER ONE

Saver One®

Ref. SJSAVE08



CE  
0051

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**III**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**6**  
6 YEARS  
6 ANS  
GUARANTEE

24/01/2025 22:34:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE SAVER ONE



Ref. SJSAVE08

**Efficace et facile d'utilisation : fiable pour tous les sauveteurs meme sans formation minimum**

### Description

Version automatique

Grace a son aide interactive avec ses pictogrammes, icones lumineux et son message vocal clair, il vous guidera dans toutes les etapes de la reanimation cardio-pulmonaire pour un sauvetage en toute securite. Concu pour une utilisation publique, il autorise en 3 etapes, l'administration d'un traitement rapide et efficace contre les arrets cardiaque soudain afin d'optimiser les soins de 1er secours avant l'arrive des services de premieres urgences.

En mode semi automatique, il recommandera a l'operateur d'appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d'arret cardiaque soudain. Le mode entierement automatique est concu pour delivrer le choc therapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions de l'operateur.

- Petit et vraiment leger, il fonctionne avec une pile au lithium longue duree, duree de vie 4 ans ou 300 chocs.
- Test automatique quotidien et indicateur d'etat (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte (reprise simultanee du message vocal)
- Barre graphe precisant la capacite de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Metronome integre pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB
- Memoire interne 1 Gb et en option : Carte memoire SD

Chaque defibrillateur est livre avec : 1 sacoche de transport etanche et anti choc, 1 paire d'electrode adulte pre-connecte duree de vie 30 mois), 1 kit de 1er secours(\*), 1 jeu complet de signaletiques murales et 1 pile lithium

(\* ) Contenu du kit de secours : compresses, 1 rasoir, 1 ecran facial bouche a bouche, 1 paire de gants steriles, 1 paire de ciseaux

 24/01/2025 22:34:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE  
SAVER ONE**

Ref. SJSAVE08

**Caracteristiques**

Marquage CE	CE0051	Dispositif Medical	Classe III
Code barre	3661040115009	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	72	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	25	Unite nue / Largeur (cm)	25.8
Unite emballee / Hauteur (cm)	16	Unite nue / Hauteur (cm)	4.7
Unite emballee / Longueur (cm)	32	Unite nue / Longueur (cm)	31.2
Unite emballee / Poids (kg)	3	Unite nue / Poids (kg)	1.95
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-35	Temperature maxi	60
Humidite mini	NA	Humidite maxi	95
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

 24/01/2025 22:34:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)