

PINCE KOCHER, DROITE, A/G, 20 CM

Ref. IP02020



26/11/2024 09:41:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PINCE KOCHER, DROITE, A/G, 20 CM



Ref. IP02020

Permet de clamper ou de fixer des elements (tubulures, etc). Utilisee principalement sur des tissus robustes.

Description

Les instruments Holtex sont tous fabriques en acier inoxydable de premiere qualite (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite resistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et a la reglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs medicaux conformes au reglement EU 2017/745 et a l'ISO 13485.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040021423	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	8.1
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.5
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	20.4
Unite emballee / Poids (kg)	0.07	Unite nue / Poids (kg)	0.056
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

26/11/2024 09:41:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr