

## BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 9/10

Ref. IS01409



Exemple de bougies Hégar double, inox.  
15 tailles disponibles, nous consulter.



27/08/2024 05:48:54 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 9/10



Ref. IS01409

## Description

Bougié Hégar double, inox

15 Tailles disponibles, nous consulter

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029580	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.9
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	21
Unité emballée / Poids (kg)	0.048		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 05:48:54 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)