

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N°27/28**



Ref. IS01427

Exemple de bougies Hégar double, inox.
15 tailles disponibles, nous consulter.



27/08/2024 05:55:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX,
N°27/28****

Ref. IS01427

Description

Bougié Hégar double, inox

15 Tailles disponibles, nous consulter

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029672	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	22
Unité emballée / Poids (kg)	0.183	Unité nue / Poids (kg)	0.183
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 05:55:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr