


OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS CCT LED 2.5 V - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. A1.616.914



Technologie CCT
2 couleurs de lumière



13/03/2025 23:20:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS CCT LED 2.5 V - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. A1.616.914

Otoscope LED CCT innovant au format de poche.

Differents coloris disponibles !

Description

- Eclairage : Anneau LED avec 2x4 LED (concentriques), pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limite.
- Longue pression sur l'interrupteur permettant de changer la lumiere de blanc chaud a blanc froid
- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule necessaire.
- Arret automatique apres 3 minutes
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Temperature de couleur : anneau 1 : environ : 3000 K, anneau 2 : environ 6000 K
- Design optimise de la tete
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforce, compatible avec la tete du dermatoscope Luxascope CCT
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses
- Inclus 20 speculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm

Disponible en :

Noir : A1.616.114

Bleu : A1.616.214


Gris : A1.616.314

Blanc : A1.616.914

 13/03/2025 23:20:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS CCT
LED 2.5 V - LUXAMED ®****LUXAMED®**

Ref. A1.616.914

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381963608	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	11	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	24	Unite emballee / Poids (kg)	0.3
Unite nue / Poids (kg)	0.12		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Blanc		

📅 13/03/2025 23:20:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr