

TROUSSE ISOTHERME POUR DIABETIQUE ELITE BAGS DIA




Ref. MEDIA02_A



 25/03/2025 23:36:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TROUSSE ISOTHERME POUR DIABETIQUE ELITE BAGS DIA



Ref. MEDIA02_A

Trousse conçue en tenant compte de l'éventail des malades atteints de diabète

Description

- Double compartiment isotherme permettant de préserver les produits au frais
- Inclus un gel froid réutilisable
- Matériel : tissu 420D
- Poids : 130 g
- Mesures extérieures : 19 x 10 x 5 cm / 0,95 l
- Capacité max. recommandée : 600 g
- Existe en bleu (ref. MEDIA02_B) ou argentée (ref. MEDIA02_A)
- Vendue vide

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	8436564540744	Code douanier	4202.12.99.90
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	20	Unité nue / Largeur (cm)	10
Unité emballée / Hauteur (cm)	3	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité nue / Longueur (cm)	19
Unité emballée / Poids (kg)	0.25	Unité nue / Poids (kg)	0.13
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Argentée	Unité emballée / Quantité	1

📅 25/03/2025 23:36:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr