

TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABETE DIABETIC



Ref. MEDIAB03_B



 18/03/2025 19:20:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TROUSSE ELITE BAGS ISOTHERME/DIABETE DIABETIC



Ref. **MEDIAB03_B**

Trousse elegante comprenant differents compartiments et bandes elastiques pour transporter de maniere organisee le kit du diabetique

Description

- 1 poche a filet (bandelettes de test, lancettes, etc)
- 1 poche avec fermeture a velcro
- 1 elastique pour auto piqueur
- 2 elastiques de differentes tailles (pour pots, solution de controle, etc)
- 1 elastique avec protecteur d'ecran pour le lecteur de glucose
- 1 compartiment isotherme pour les stylos a insuline avec poche pour gel froid
- 1 poche plate a l'exterieur
- Des tireurs longs pour faciliter l'ouverture
- Matériau: Polyester gris bi ton
- Poids: 0,12 kg.
- Mesures : 17 x 10 x 6 cm / 0.95L
- Coloris : Gris (MEDIAB03), noir (MEDIAB03_N), bleu jean (MEDIAB03_B) ou rose (MEDIAB03_RC)
- Vendu vide

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	8436564542458	Code douanier	4202.12.99.90
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	19	Unite nue / Largeur (cm)	6
Unite emballee / Hauteur (cm)	6	Unite nue / Hauteur (cm)	10
Unite emballee / Longueur (cm)	10	Unite nue / Longueur (cm)	17
Unite emballee / Poids (kg)	0.248	Unite nue / Poids (kg)	0.012

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	30	Humidite maxi	85

Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif. Les caracteristiques peuvent varier sans preavis. Modification 19/20/24

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr