

CIVIERE DE RELEVAGE PLASTIQUE, JAUNE

Ref. SBRAN13_J



24/03/2025 20:49:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CIVIERE DE RELEVAGE PLASTIQUE, JAUNE



Ref. SBRAN13_J

La civiere de relevage haute resistance!

Description

Fonction «cuillère» exercee par les deux lames longitudinales, pour positionner la civiere sous le patient sans le deplacer.

La civiere de relevage peut etre utilisee pour soulever, deplacer ou transporter les patients.

- Longueur ajustable sur 4 niveaux en fonction de la taille des patients de 162 a 234 cm
- Structure aluminium haute resistance
- Dimensions (L x W x H) : 162 x 45 x 7 cm
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportee : 159 kg

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040094670	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	47	Unite nue / Largeur (cm)	45
Unite emballee / Hauteur (cm)	8	Unite nue / Hauteur (cm)	7
Unite emballee / Longueur (cm)	165	Unite nue / Longueur (cm)	162
Unite emballee / Poids (kg)	10.8	Unite nue / Poids (kg)	8
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

24/03/2025 20:49:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr