

LAMPE LITESTICK SPENGLER


Ref. 570620



 25/03/2025 23:25:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LAMPE LITESTICK SPENGLER



Ref. 570620

Description

Cette lampe est conçue pour l'auscultation générale.

- Eclairage LED pour lumière froide, blanche et intense identique à la lumière naturelle
- Robuste, fabrication en aluminium
- Compacte et légère
- Bouton interrupteur
- Livrée avec 2 piles LR03 AAA

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009830	Code douanier	90189080907
Garantie (mois)	24		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	5	Unite emballee / Hauteur (cm)	5
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite emballee / Poids (kg)	0.046
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	10	Temperature maxi	40
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Noir	Unite emballee / Quantite	1

📅 25/03/2025 23:25:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr