

LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570621



25/03/2025 23:28:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LAMPE LITESTICK SPENGLER



Ref. 570621

Description

Cette lampe est conçue pour l'auscultation générale.

- Eclairage LED pour lumière froide, blanche et intense identique à la lumière naturelle
- Robuste, fabrication en aluminium
- Compacte et légère
- Bouton interrupteur
- Livrée avec 2 piles LR03 AAA

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009861	Code douanier	901890
Garantie (mois)	24		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	5	Unite emballee / Hauteur (cm)	5
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite emballee / Poids (kg)	0.046
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	10	Temperature maxi	40
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Bleu	Unite emballee / Quantite	1

25/03/2025 23:28:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr