

MANCHETTE A PRESSION GREY FUSE DDM

Ref. M21000



CE


DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE

28/03/2025 21:17:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MANCHETTE A PRESSION GREY FUSE DDM

Ref. M21000

La manchette a pression fabriquée en France!

Description

Les manchettes a pression sont des dispositifs medicaux concus pour un usage en bloc operatoire, en unites de soins intensifs ou dans les vehicules de transport d'urgence. Elles permettent d'accelerer manuellement la perfusion de sang et de solutes, lorsque la gravite ne permet pas d'atteindre les debits souhaitees.

La manchette a pression GREYFUSE est compatible avec toutes les poches de solute ou de sang car elle existe en 3 tailles: 500cc (ref : M20500) , 1000cc (ref :M21000) et 3000cc (ref : M25000)

Surveillance optimisee et fiabilite

- Reutilisable et facile a nettoyer/desinfecter
- Visualisation de la poche de solute grace a un tissu transparent compose d'une tram et d'un maillage en polyamide.
- Plage de pression de 0 a 300mmHg par graduation de 10mmHg
- Precision de la pression du manometre a ± 3 mmHg
- Zone rouge sur le cadran a 300mmHg pour eviter la surpression
- Decompression controlee avec un robinet simple.

Toutes nos machettes sont fabriquees dans notre Manufacture de Castelculier pres d'Agen.

 28/03/2025 21:17:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MANCHETTE A PRESSION GREY FUSE DDM

Ref. M21000

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468211501	Code douanier	981090
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	470		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			

 28/03/2025 21:17:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr