


LANCETTES SPENGLER ULTRA FINE 0,32MM 30G (LOT DE 200)



Ref. 745013



CE
0123



02/04/2025 00:56:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LANCETTES SPENGLER ULTRA FINE 0,32MM 30G (LOT DE 200)



Ref. 745013

La lancette ultra fine Spengler pour une glycémie la plus confortable pour le patient.

Description

Lancettes stériles à utiliser avec le Stylo autopiqueur Spengler.

- Diamètre de l'aiguille 30G = 0.298mm ~ 0.320mm
- Stériles, à usage unique
- Longueur 32mm +/- 1mm
- Largeur 6.5mm +/- 0.5mm
- Aiguille extérieure 3.3mm +/- 0.3mm
- Conditionnement : boîte de 200 (20 sachets de 10 lancettes)

Les lancettes Spengler sont compatibles avec la plupart des autopiqueurs du marché: One Touch Ultra Touch; One Touch Ultravue; Freestyle Lite, Bayer Microlet; Bayer Microlet Vaculance; Glucolet autopiqueur; BD lancer, Easy Touch autopiqueur, Mylife Unio (Ypsomed), Mylife Pura (Ypsomed)...

Retrouvez notre kit complet Glucomètre SPENGLER JT 100 (ref. GLU010)

Code LPP de remboursement : 6111373

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446041687	Code douanier	90183190
Garantie (mois)	24	Sterile	Oui
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	7	Unite emballee / Hauteur (cm)	5
Unite emballee / Longueur (cm)	10	Unite emballee / Poids (kg)	0.22
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Code LPP	6111373	Unite emballee / Quantité	1

02/04/2025 00:56:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr