

TENSIOMETRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX



Ref. DS99322_N

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1
YEAR
GUARANTEE



02/04/2025 00:58:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TENSIOMETRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX



Ref. DS99322_N

Boitier anti choc

Description

- Tensiometre avec brassard sans poche, sans latex, en nylon lavable, noir a fermeture velcro
- Graduation de 0 a 300 mmHg
- Boitier antichoc
- Longueur du tube : 65 cm
- Poire en caoutchouc noir avec cuillere ergonomique de maintien
- Livre avec trousse de rangement en nylon
- Brassard disponible en taille nourrisson (13 a 20 cm, ref DS99521_N) / enfant (18cm a 26 cm, ref DS99421_N) / adulte (26 a 35 cm, ref DS99322_N) / bras fort (32cm a 42 cm, ref DS99603_N) / Multibrassard

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040173016	Code douanier	90189020
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite emballee / Hauteur (cm)	8
Unite emballee / Longueur (cm)	18	Unite emballee / Poids (kg)	0.34
Unite nue / Poids (kg)	0.5		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	10	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/04/2025 00:58:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr