

## LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

# LUXAMED®

Ref. D1.212.312

CE



 04/04/2025 23:51:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**LAMPE STYLO - AMPOULE -  
LUXAMED ®****LUXAMED®**

Ref. D1.212.312

**Lampe stylo pour le diagnostic des yeux et de la gorge, longue duree de vie.****Description**

- Haute resistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Lumiere blanc chaud, agreable aux yeux
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl.

Disponible en :

- Blanc : D1.212.912
- Bleu : D1.212.212
- Gris : D1.212.312
- Jaune : D1.212.512
- Kids : D1.312.912
- Noir : D1.212.112
- Rouge : D1.212.412
- Vert : D1.212.612

**Caracteristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381961765	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24		

**MESURES**

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES**

Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90

**AUTRES CARACTERISTIQUES**

Couleurs	Gris		
----------	------	--	--

 04/04/2025 23:51:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)