

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. D1.212.512

CE



📅 04/04/2025 22:54:38 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

LAMPE STYLO - AMPOULE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. D1.212.512

Lampe stylo pour le diagnostic des yeux et de la gorge, longue duree de vie.

Description

- Haute resistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Lumiere blanc chaud, agreable aux yeux
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl.

Disponible en :

- Blanc : D1.212.912
- Bleu : D1.212.212
- Gris : D1.212.312
- Jaune : D1.212.512
- Kids : D1.312.912
- Noir : D1.212.112
- Rouge : D1.212.412
- Vert : D1.212.612

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381961796	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24		

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90

AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleurs	Jaune		
----------	-------	--	--

📅 04/04/2025 22:54:38 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

🌐 www.gsh-med.fr